




ELLANSE, AQ-TIS MEDICAL BV

OD REDAKCJI: Wypełniacz dostępny w trzech wariantach wyznaczających czas utrzymywania się efektu.

Stabilny i w pełni wchłanialny przez skórę wypełniacz zmarszczek, w którym wykorzystano technologię regulowanej długowieczności. Zaprojektowano go w czterech rozmiarach: S – utrzymujący się rok, M – dwa lata, L – trzy lata i E – wystarczający aż na cztery lata. Preparaty zostały stworzone na bazie PCL, czyli polikaprolaktonu. Preparat ten odmładza skórę i poprawia jej strukturę poprzez systematyczne wspomaganie namnażania włókien kolagenu, nawet po swoim rozpadzie i wchłonięciu się w tkanki. Z tej samej substancji wykonuje się np. nici Aptos przeznaczone do liftingu. W przypadku tego produktu pacjentka decyduje, jak długo chce utrzymać efekt. Ellanse jest wypełniaczem do wstrzykiwania przeznaczonym do implantacji głęboko w skórę właściwej bądź w tkankę podskórną. Preparat może być stosowany do korygowania zmarszczek i fałd, nadawania objętości, modelowania konturu i optymalizacji efektu liftingu, szczególnie wykonywanego niemi z substancji PCL. Produkt jest bioabsorbowalny.

AGNIESZKA DOMAŃSKA
handlowiec .35 lat

Od pewnego czasu chciałam wygładzić bruzdy nosowo-wargowe, ponieważ zaczęły dodawać mi lat. Obawiałam się jednak efektu płaskiej twarzy. Dlatego wspólnie z doktorem uzgodniłam, jak ma wyglądać ostateczny rezultat. Zabieg wcale nie był tak straszny jak myślałam. Samo wstrzykiwanie nie bolało. Dostałam znieczulenie, takie jak u dentysty, więc twarz była nieco odrętwiała. Efekt zauważyłam od razu. W okolicach nosa skóra była delikatnie opuchnięta i w niektórych miejscach wyczuwałam zgrubienia. Mimo to na drugi dzień mogłam spokojnie pokażać się w pracy. Pełny, a co najważniejsze, naturalny rezultat osiągnęłam po około dwóch tygodniach. Jestem zadowolona z uzyskanego efektu i na pewno powtórzę zabieg.

CZAS TRWANIA: 30 minut

CENA: 1200-2200 zł

CZĘSTOTLIWOŚĆ:
co 1-4 lata

ADRES GABINETU:
Klinika Medi-Derm dr R. Prończuk,
Warszawa Wesoła,
ul. Wspólna 2c paw.5,
tel. (22) 760 33 77



FACE LIFTER, BYAS

OD REDAKCJI: Łączy funkcje kilku aparatów gabinetowych odmładzających twarz w małym domowym spa.

Urządzenie jest wielofunkcyjne – wykonuje się nim jonoforezę, stymulację mięśni impulsem elektrycznym oraz ujędrnianie i wyszczuplanie twarzy falą radiową. Podstawowy zabieg rozpoczyna oczyszczanie i detoksykacja komórek za pomocą serum wprowadzanego w skórę poprzez jonoforezę. Potem tą samą metodą wtłacza się odżywcze serum z hialuronem i aminokwasami. Poprawia to nawilżenie skóry oraz stymuluje produkcję kolagenu, co spłyca zmarszczki. Cały zabieg trwa kilka minut (każdy program to 3 minuty). Funkcja elektrycznej stymulacji mięśni pobudza włókna kurczliwe komórek mięśniowych. Dzięki temu ćwiczy mięśnie twarzy, poprawiając jej kontur i elastyczność skóry. Kolejna funkcja wykorzystuje termiczne działanie fal radiowych, które w zależności od wybranej częstotliwości, rozbijają tłuszcz wyszczuplając ował (np. podbródek czy tzw. chomiki na policzkach), bądź zwiększają gęstość skóry metodą termo-liftingu, czyli przebudowy włókien kolagenowych pod wpływem ciepła.

JUSTYNA ZALESKA
handlowiec .30 lat

Urządzenie zobaczyłam po raz pierwszy podczas prezentacji zabiegu. „Zrobiona” połowa twarzy od razu wyglądała lepiej. O 20% poprawiło się nawilżenie, co dla osób pracujących w klimatyzowanym pomieszczeniu, jest bezcenne. Skóra odzyskała ładny kolor i jedność. Spłyciła się bruzda koło ust. Mając urządzenie w domu, doceniłam też pozostałe funkcje – zwłaszcza to, że mogę systematycznie liftingować ował twarzy i wreszcie udać mi się stopniowo wyszczuplić podbródek. Fale RF rozprasowują też zmarszczki na czole. Wystarczy kilka minut 2-3 razy w tygodniu, zamiast przesiadywania u kosmetyczki. To bardzo udany zakup. Do tego zabiegów są przyjemne – jonoforeza daje miłe odczucie mrowienia.

CZAS TRWANIA: 3-10 minut

CENA: 24 raty po ok. 120 zł (wraz z zestawem kosmetyków), 1 domowy zabieg ok. 5 zł

CZĘSTOTLIWOŚĆ:
2-3 razy w tygodniu

ADRES GABINETU: Alpha Computer, tel. 781 321 633, www.bellaella.pl